

Wewnętrzna dezynfekcja systemu przepływu płynu dializacyjnego

	Częstość badania mikrobiologicznego z aparatu w PL	Normy	Częstość badania wody uzdatniająca	Normy z uzdatniacza
Aparaty bez ultrafiltrów	Raz w roku zgodnie z harmonogramem BIOMED	< 50 CFU/ml < 0,125 EU/ml		Max dopuszczalny poziom < 100 CFU/mL < 0,25 EU/mL
Aparaty z ultrafiltrami	Nie wykonujemy- zgodnie z norma ISO 23500-1		Raz na miesiąc, przed dezynfekcją układu	Próg gdy należy podjąć działania: 50 CFU/mL 0,125 EU/mL
Aparaty z ultrafiltrem (wykonywana hemodiafiltracja – HDF)	Raz w roku zgodnie z harmonogramem BIOMED	< 0,1 CFU/mL < 0,03 EU/mL		

Punkty poboru wody z SUW

Próbki mikrobiologiczne

- Próbki wody dializacyjnej powinny być zbierane z kilku miejsc.
- Do rutynowego monitorowania, próbki należy pobierać z ostatniego wylotu z pętli dystrybucji wody dializacyjnej

Próbki chemiczne

- Jedna próbka wody zdejonizowanej

Maksymalne dopuszczalne
stężenia substancji
chemicznych PO RO

Substancja	Stężenie (mg/L)	Substancja	Stężenie (mg/L)
Aluminium	0,01	Fluorek	0,2
Arsen	0,005	Ołów	0,005
Antymon*	0,006	Magnez	4
Bar	0,1	Rtęć	0,0002
Beryl	0,004	Azotan	8
Kadm	0,001	Potas	2
Wapń	2	Selen	0,09
Chlor (całkowity)	0,1	Srebro	0,005
Chloraminy	0,1	Sód	70
Chrom	0,014	Siarczan	100
Miedź	0,1	Tal	0,002
		Cynk	0,1