

Rozmiar igieł • Przepływ krwi • Adekwatność dializy

„NOWA” PRZETOKA A-V
IGŁA 17G
Qb < 250 ml/min

Właściwy rozmiar igieł i kontrola „wydolności” dostępu naczyniowego są kluczowe w adekwatnej i bezpiecznej dializoterapii

Po podłączeniu chorego upewnij się, że:

- zlecony przepływ krwi jest osiągnięty
- ciśnienie PA jest <-200 mmHg, a PV <300 mmHg

IGŁA 16G
Qb 250–320 ml/min



IGŁA 15G
Qb 320–400 ml/min



IGŁA 14G
PRZEPŁYW KRWI
POWYŻEJ
400 ml/min

Procedura pobrania krwi po hemodializie

wyłącz/ ↓ UF
do min
(50 ml/min)



wyłącz lub ↓
Qd 300 ml/min
/ „bypass“



↓ Qb 100 ml/min

po 15 sek.
zatrzymaj
pompę krwi



pobierz próbkę
krwi
(port linii A,
igła A,
port cewnika)



rozłącz pacjenta
zgodnie
z 08_03_01

Qd – przepływ dializatu, **Qb** – przepływ krwi